

TRANSFORMTM – INDIVIDUELL ANPASSBAR. DIREKT VON IHNEN.

Wärmeverformbare Abdrucklöffel



- Spart Zeit und Geld
- Hilft bei der Bewältigung der klinischen Herausforderung der Abdrucknahme bei ungewöhnlichem Weichgewebe, Knochenform oder Zahnstellung
- Kann mit heißem Wasser in weniger als 60 Sekunden direkt am Behandlungsplatz geformt werden
- Einmalgebrauch
- Komfortabel für den Patienten
- Einfache Anwendung - 20 Sekunden lang in 70°C heißes Wasser eintauchen und das Material wird weich und formbar
- Zentrales Pad ermöglicht die Verwendung von Fingern oder Instrumenten, um Druck auszuüben
- Schlitze für einen guten Halt
- Integrierter Griff mit Daumenpolster

Erhältlich in 3 farbkodierten Größen für die obere und untere Zahnreihe



Artikel	Beschreibung	
118201	Transform Tray - Bezahnt - Groß unten #1	12 Stk.
118202	Transform Tray - Bezahnt - Groß oben #2	12 Stk.
118203	Transform Tray - Bezahnt - Mittel unten #3	12 Stk.
118204	Transform Tray - Bezahnt - Mittel oben #4	12 Stk.
118205	Transform Tray - Bezahnt - Klein unten #5	12 Stk.
118206	Transform Tray - Bezahnt - Klein oben #6	12 Stk.
118207	Transform Tray - Unbezahnt - Groß unten #7	12 Stk.

Artikel	Beschreibung	
118208	Transform Tray - Unbezahnt - Groß oben #8	12 Stk.
118209	Transform Tray - Unbezahnt - Mittel unten #9	12 Stk.
118210	Transform Tray - Unbezahnt - Mittel oben #10	12 Stk.
118211	Transform Tray - Unbezahnt - Klein unten #11	12 Stk.
118212	Transform Tray - Unbezahnt - Klein oben #12	12 Stk.
118213	Transform Tray - Unbezahnt - Gemischt 2 x #7-12	12 Stk.
118214	Transform Tray - Bezahnt - Gemischt 2 x #1-6	12 Stk.